

## MT 800

IB MT 800 S-V10 V620 - Revision Date: 2020-06-18



### Description of this Thermometer

- 1 ON/OFF button
- 2 Display
- 3 Battery compartment cover (back side)
- 4 Measuring sensor / measuring tip
- 5 Cleaning and disinfecting area (entire thermometer surface)

### Important Safety Instructions

• Follow instructions for use. This document provides important product operation and safety information regarding this device. Please read this document thoroughly before using the device and keep for future reference.

• This device is only to be used for measuring human body temperature through oral, rectal or axillary. Do not attempt to take temperatures at other sites, such as in the ear, as it may result in false readings and may lead to injury.

• Do not use this device if you think it is damaged or notice anything unusual.

• We recommend cleaning this device according to the cleaning instructions before first use for personal hygiene.

• The minimum measurement time until the beep is heard must be maintained without exception!

• Consider that different measurement locations may require continued measuring even after the beep, see section «Measuring methods / Normal body temperature».

• Do not attempt rectal measurements on persons with rectal disorders. Doing so may aggravate or worsen the disorder.

• Ensure that children do not use this device unsupervised; some parts are small enough to be swallowed.

• Do not use this device close to strong electromagnetic fields such as mobile telephones or radio installations. Keep a minimum distance of 3.3 m from such devices when using this device.

- Protect the device from impact and dropping!
- Avoid bending the thermometer probe more than 45°!
- Avoid ambient temperatures above 60 °C. NEVER hot this device!
- Use only the commercial disinfectants listed in the section «Cleaning and Disinfecting» to clean the device to avoid damage to the device.
- We recommend this device is tested for accuracy every two years or after mechanical impact (e.g. being dropped). Please contact your local MicroLife-Service to arrange the test.

**WARNING:** The measurement result given by this device is not a diagnosis! Do not rely on the measurement result only.

Batteries and electronic devices must be disposed of in accordance with the locally applicable regulations, not with domestic waste.



Read the instructions carefully before using this device.



Type BF applied part

#### Turning on the Thermometer

To turn on the thermometer, press the ON/OFF button ❶; a short beep signals «thermometer ON». A display test is performed. All segments should be displayed.

The last measurement reading will be shown on the display ❷ automatically for 2 seconds with the «M» icon.

Then at an ambient temperature of less than 32 °C, an «L» and a flashing «°C» appear at the display field ❷. The thermometer is now ready for use.

#### Function Test

Correct functioning of the thermometer is tested automatically each time it is turned on. If a malfunction is detected (measurement inaccuracy), this is indicated by «ERR» on the display, and a measurement becomes impossible. In this case, the thermometer must be replaced.

#### Using the Thermometer

Choose the preferred measuring method. When taking a measurement, the current temperature is continuously displayed and the «°C» symbol flashes. If the beep is heard 10 times and the «°C» is no longer flashing, the predictive end-temperature has been determined and the thermometer can be read now.

35 short beeps will sound when the temperature is higher than 37.5 °C in order to alert the patient that he/she may have fever. Reference: Oral temperature.

To achieve comparable results allow a 1 minute interval time between measurements.

To prolong the battery life, turn off the thermometer by briefly pressing the ON/OFF button ❶. Otherwise the thermometer will automatically turn off after about 10 minutes.

#### Reviewing the Last Measurement

Press ON/OFF button ❶ for 2 seconds, when turning on the thermometer. The last measurement will be displayed together with a «M» for memory. Press the ON/OFF button again to switch off the device.

#### Measuring methods / Normal body temperature

#### ► In the armpit (axillary) / 34.7 - 37.3 °C

Wipe the underarm with a dry towel. Place the measuring sensor ❷ under the arm into the center of the armpit so the tip is touching the skin and position the patient's arm next to the patient's body. This ensures that the room air does not affect the reading. Because the axillary takes more time to reach its stable temperature wait at least **5 minutes**, regardless of the beep sound.

► In the mouth (oral) / 35.5 - 37.5 °C
Do not eat or drink anything hot or cold 10 minutes before the measurement. The mouth should remain closed up to 2 minutes before starting a reading.

Position the thermometer in one of the two pockets under the tongue, to the left or right of the root of the tongue. The measuring sensor ❷ must be in good contact with the tissue. Close your mouth and breathe evenly through the nose to prevent the measurement from being influenced by inhaled/ exhaled air. If this is not possible due to blocked airways, another method for measuring should be used.

#### Approx. measuring time: 10 seconds!

► In the anus (rectal) / 36.6 - 38.0 °C
Carefully insert the measuring sensor ❷ of the thermometer 2 to 3 cm into the anal aperture.

The use of a probe cover and the use of a lubricant is recommended. If you are unsure of this measurement method, you should consult a professional for guidance/training.

#### Approx. measuring time: 10 seconds!

#### Cleaning and Disinfecting

For disinfection in home use environment, use a 70% Isopropyl alcohol swab or a cotton tissue moistened with 70% Isopropyl alcohol to wipe surface pollutants off the thermometer probe. Always start wiping from the end of the thermometer probe (approx. at the middle of the thermometer) towards the thermometer tip. Afterwards the entire thermometer (see number ❷ in the drawing) should be immersed in 70% Isopropyl alcohol for at least 5 minutes (max. 24 hours). After immersion, let the disinfectant dry off for 1 minute before next use.

**For professional use:** You may apply probe covers (available as accessory). Contact MicroLife for further details concerning suitable disinfectants for your thermometer model.

#### Battery Replacement

When the «▽» symbol (upside-down triangle) appears in the display, the battery is flat and needs replacing. To replace the battery remove the battery compartment cover ❸ from the thermometer. Insert the new battery with the «+» at the top. Make sure you have a battery of the same type to hand. Batteries can be purchased at any electrical store.

#### Technical Specifications

<b>Type:</b>	Maximum thermometer
<b>Measurement range:</b>	32.0 °C to 43.9 °C <p>Temp. &lt; 32.0 °C: display «L» for low (too low) Temp. &gt; 43.9 °C: display «H» for high (too high)</p>
<b>Measurement accuracy:</b>	± 0.1 °C; 34 °C - 42 °C <p>± 0.2 °C; 32.0 - 33.9 °C and 42.1 - 43.9 °C</p>
<b>Operating conditions:</b>	10 - 40 °C; 15-95 <span> </span> % relative maximum humidity
<b>Storage conditions:</b>	-25 - +60 °C; 15-95 <span> </span> % relative maximum humidity
<b>Battery:</b>	LR41 (1.5V) / SR41 (1.55V)
<b>Battery lifetime:</b>	approx. 4500 measurements (using a new battery)
<b>IP Class:</b>	IP67
<b>Reference to standards:</b>	EN 12470-3, clinical thermometers; ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
<b>Expected service life:</b>	5 years or 10000 measurements

## microlife



### Description of this Thermometer EN

This device complies with the requirements of the Medical Device Directive 93/42/EEC.

Technical alterations reserved.

#### Garantee

This device is covered by a lifetime guarantee from the date of purchase. During this guarantee period, at our discretion, MicroLife will repair or replace the defective product free of charge.

Opening or altering the device invalidates the guarantee.

- The following items are excluded from the guarantee:
  - Transport costs and risks of transport.
  - Damage caused by incorrect application or non-compliance with the instructions for use.
  - Damage caused by leaking batteries.
  - Damage caused by accident or misuse.
  - Packaging/storage material and instructions for use.
  - Regular checks and maintenance (calibration).
  - Accessories and wearing parts: Battery.
- Should guarantee service be required, please contact the dealer from where the product was purchased, or your local MicroLife service. You may contact your local MicroLife service through our website: www.microlife.com/support
- Compensation is limited to the value of the product. The guarantee will be granted if the complete product is returned with the original invoice.
- Repair or replacement within guarantee does not prolong or renew the guarantee period. The legal claims and rights of consumers are not limited by this guarantee.

#### Descripción de este termómetro ES

- 1 Botón ON/OFF (Encendido/Apagado)
- 2 Pantalla
- 3 Tapa del compartimento de la batería
- 4 Sensor de medición / punta de medición
- 5 Área de limpieza y desinfección (superficie completa del termómetro)

### Instrucciones importantes de seguridad

• Sigala las instrucciones de uso. Este documento proporciona información importante de operación y seguridad del producto con respecto a este dispositivo. Lea atentamente este documento antes de usar el dispositivo y consérvelo para futuras consultas.

• Este dispositivo solo se debe utilizar para medir la temperatura del cuerpo humano por vía oral, rectal o axilar. No intente tomar temperaturas en otros sitios, como en el oído, ya que puede dar lugar a lecturas falsas y provocar lesiones.

• No utilice el dispositivo si cree que puede estar roto o detecta alguna anomalía.

• Recomendamos limpiar este dispositivo de acuerdo con las instrucciones de limpieza antes del primer uso para la higiene personal.

• Se debe respetar, sin excepción, el tiempo mínimo de medición, hasta escuchar un pitido o señal de bip!

Tenga en cuenta que las diferentes ubicaciones de medición pueden requerir una medición continua incluso después del pitido, consulte la sección «Tipos de medición / Temperatura corporal normal».

• No intente realizar mediciones rectales en personas con trastornos rectales. Hacerlo puede agravar o empeorar el trastorno.

• Asegúrese de que los niños no utilicen el dispositivo sin supervisión, puesto que podrían tragarse algunas de las piezas más pequeñas.

• No use el dispositivo cerca de fuertes campos eléctricos tales como teléfonos móviles o equipos de radio. Mantenga el dispositivo a una distancia mínima de 3,3 m de estos aparatos cuando lo utilice.

- ¡Proteja el instrumento de impactos y caídas!
- ¡Evite doblar la sonda del termómetro más de 45 °!
- ¡Evite someter el instrumento a una temperatura ambiente superior a 60 °C ! ¡El instrumento NUNCA debe ser hervido!
- Use solo los desinfectantes comerciales enumerados en la sección «Limpieza y desinfección» para limpiar el dispositivo y evitar daños en el dispositivo.
- Recomendamos que la precisión de este dispositivo se pruebe cada dos años o después de un impacto mecánico (por ejemplo, si cae). Póngase en contacto con su servicio local MicroLife para organizar la prueba.

• Las baterías y los dispositivos electrónicos se deben eliminar según indique la normativa local pertinente y no se deben desearchar junto con la basura doméstica.

• Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar este dispositivo.



Pieza aplicada tipo BF



#### Puesta en marcha del termómetro

Para encender el termómetro, pulse el botón ON/OFF ❶; un breve pitido o señal de bip indica que el «termómetro está encendido». Se realiza una prueba de pantalla. Todos los iconos deben aparecer en la pantalla.

La última lectura de medición se visualiza en el display ❷ automáticamente durante 2 segundos con el icono «M».

Si la temperatura ambiente es inferior a 32 °C, un «L» y una «°C» parpadeante aparecen en la pantalla ❷. Ahora, el termómetro está preparado para realizar la medición de la temperatura.

#### Prueba de funcionamiento

El funcionamiento correcto del termómetro se comprueba automáticamente cada vez que se enciende. En caso de detectar un fallo de funcionamiento (medición imprecisa), se indica mediante «ERR» en la pantalla y ya no es posible realizar ninguna medición. En este caso, el termómetro debe sustituirse.

#### Uso del termómetro

Elija el método de medición preferido. Al tomar una medición, la temperatura actual se visualiza continuamente y el símbolo «°C» parpadea. Cuando el pitido o señal de bip se escucha 10 veces y el «°C» ya no parpadea, la temperatura predictiva final ha sido determinada y el termómetro puede ser leído.

Si la temperatura es superior a 37.5 °C, suenan 35 pitidos cortos para avisar al paciente de que puede tener fiebre. Referencia: temperatura oral.

Para lograr resultados comparables, permita 1 minuto de intervalo entre las mediciones.

Para prolongar la duración de la pila, apague el termómetro pulsando brevemente el botón ON/OFF ❶. En cualquier caso, el termómetro se apaga automáticamente después de 10 minutos.

#### Volver a ver la última medición

Mantenga pulsado el botón ON/OFF ❶ durante 2 segundos cuando encienda el termómetro. La última medición aparecerá en la pantalla junto con un «M» que indica registro de memoria. Puede volver a apagar el termómetro pulsando el botón ON/OFF.

#### Tipos de medición / Temperatura corporal normal

#### ► En la axila (vía axilar) / 34.7 - 37.3 °C

Limpie la axila con una toalla seca. Coloque el sensor de medición ❷ debajo del brazo en el centro de la axila para que la punta toque la piel y coloque el brazo del paciente al lado del cuerpo del paciente. Esto asegura que el aire de la habitación no afecte la lectura. Porque el axilar toma más tiempo para alcanzar su temperatura estable espere al menos **5 minutos**, independientemente del pitido.

► En la boca (vía oral) / 35.5 - 37.5 °C
No coma ni beba nada caliente o frío 10 minutos antes de la medición. La boca debe permanecer cerrada hasta 2 minutos antes de comenzar una lectura.

Coloque el termómetro en una de las dos bolsitas situadas debajo de la lengua, a la derecha o a la izquierda de la raíz de la lengua. El sensor de medición tiene que estar en buen contacto con el tejido ❷. ❷. Cierre la boca y respire tranquilamente por la nariz para evitar que la medición se vea influenciada por el aire inhalado/ exhalado. Si esto no es posible debido a vías aéreas bloqueadas, se debe utilizar otro método para medir.

#### Duración aprox. de la medición: ¡10 segundos!

► En el ano (vía rectal) / 36.6 - 38.0 °C
Suavemente, inserte el sensor de medición ❷ del termómetro en el ano, unos 2 a 3 cm.

Se recomienda el uso de una cubierta de sonda y el uso de un lubricante Si no está seguro de este método de medición, debe consultar a un profesional para obtener orientación / capacitación.

**Duración aprox. de la medición: ¡10 segundos!**

#### Limpieza y desinfección

Para la desinfección en el entorno de uso doméstico, use un hisopo con alcohol isopropílico al 70% o un pañuelo de algodón humedecido con alcohol isopropílico al 70% para limpiar los contaminantes de la superficie de la sonda del termómetro. Siempre comience a limpiar desde el extremo de la sonda del termómetro (approx. En el medio del termómetro) hacia la punta del termómetro. Luego todo el termómetro(véase el número ❷ en el dibujo) debe sumergirse en alcohol isopropílico al 70% durante al menos 5 minutos (máx. 24 horas). Después de la inmersión, deje que el desinfectante se seque durante 1 minuto antes del próximo uso.

**Para uso profesional:** puede aplicar cubiertas de sonda (disponible como accesorio). Póngase en contacto con MicroLife para obtener más detalles sobre desinfectantes adecuados para su modelo de termómetro.

#### Sustitución de la batería

Cuando el símbolo «▽» (triángulo con la punta hacia abajo) aparece en la pantalla, la pila está baja y necesita cambiarse. Para cambiar la pila, levante la tapa ❸ del compartimento de la pila del termómetro. Inserte la nueva pila de manera que el signo «+» quede mirando hacia arriba. Procure tener a mano una pila del mismo tipo. Las pilas se pueden comprar en cualquier tienda de electricidad.

#### Especificaciones técnicas

<b> Tipo:</b>	Termómetro de máxima
<b>Nivel de medición:</b>	32.0 °C a 43.9 °C <p>Temp. &lt; 32.0 °C: aparece «L» por low (demasiado bajo) Temp. &gt; 43.9 °C: aparece «H» por high (demasiado alta)</p>
<b>Precisión de medición:</b>	± 0.1 °C; 34 °C - 42 °C <p>± 0.2 °C; 32.0 - 33.9 °C y 42.1 - 43.9 °C</p>

<b>Condiciones de funcionamiento:</b>	10 - 40 °C; 15-95 <span> </span> % de humedad relativa como máximo
<b>Condiciones de almacenamiento:</b>	-25 - +60 °C; 15-95 <span> </span> % de humedad relativa como máximo
<b>Batería:</b>	LR41 (1.5V) / SR41 (1.55V)
<b>Duración de la batería:</b>	approx. 4500 mediciones (usando una batería nueva)
<b>Clase IP:</b>	IP67
<b>Referencia a los estándares:</b>	EN 12470-3, termómetros clínicos; ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11

**Vida útil esperada:** 5 años o 10000 mediciones

Este dispositivo está en conformidad con los requerimientos de la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.

#### Garantía

Este dispositivo está cubierto por una garantía de por vida a partir de la fecha de compra. Durante este período de garantía, a nuestra discreción, MicroLife reparará o reemplazará el producto defectuoso de forma gratuita.

La garantía no será válida si abre o manipula el dispositivo.

Los siguientes artículos están excluidos de la garantía:

- Costos de transporte y riesgos del transporte.
- Daños causados por la aplicación incorrecta o el incumplimiento de las instrucciones de uso.
- Daño causado por fugas de baterías.
- Daño causado por accidente o mal uso.
- Material de embalaje / almacenamiento e instrucciones de uso.
- Comprobaciones periódicas y mantenimiento (calibración).
- Accesorios y piezas de desgaste: Batería.

En caso de que se requiera un servicio de garantía, comuníquese con el distribuidor donde adquirió el producto o con su servicio local de MicroLife. Puede ponerse en contacto con su servicio local MicroLife a través de nuestro sitio web:

www.microlife.com/support
La compensación se limita al valor del producto. La garantía se otorgará si el producto completo se devuelve con la factura original. La reparación o el reemplazo dentro de la garantía no prolonga ni renueva el período de garantía. Los reclamos y derechos legales de los consumidores no están limitados por esta garantía.

<b>Type:</b>	Thermomètre à maxima
<b>Plage de mesure:</b>	32.0 °C à 43.9 °C <p>Un «L» s'affiche pour les températures inférieures à 32.0 °C Un «H» s'affiche pour les températures supérieures à 43.9 °C</p>
<b>Précision:</b>	± 0.1 °C; 34 °C - 42 °C <p>± 0.2 °C; 32.0 - 33.9 °C et 42.1 - 43.9 °C</p>

<b>Conditions d'utilisation:</b>	10 - 40 °C; 15-95% d'humidité relative maximum
<b>Conditions de stockage:</b>	-25 - +60 °C; 15-95% d'humidité relative maximum
<b>Pile:</b>	LR41 (1.5V) / SR41 (1.55V)
<b>Durée de vie des piles:</b>	env. 4500 mesures (avec une pile neuve)
<b>Classe IP:</b>	IP67
<b>Référence aux normes:</b>	EN 12470-3, thermomètres médicaux; ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11

**Épérance de fonctionnement:** 5 ans ou 10000 mesures

Cet appareil est conforme aux exigences de la directive relative aux appareils médicaux 93/42/EEC.

Sous réserve de modifications techniques.

#### Garantie

Cet appareil est couvert par une garantie à vie à compter de la date d'achat. Pendant cette période de garantie, à notre discrétion, MicroLife réparera ou remplacera sans frais le produit défectueux.

Le fait d'ouvrir ou de modifier l'appareil invalide la garantie.

Sont exclus de la garantie, les cas suivants:

• Frais de transport et risques de transport.

• Domages causés par une utilisation incorrecte ou le non-respect du mode d'emploi.

• Domages causés par une fuite des piles.

• Domages causés par un accident ou une mauvaise utilisation.

• Matériel d'emballage / stockage et mode d'emploi.

• Contrôles et maintenance régulières (étalonnage).

• Accessoires et pièces d'usure: pile.

Pour toute demande de garantie, veuillez contacter le revendeur auprès duquel le produit a été acheté ou le bureau local MicroLife.

Vous pouvez également nous joindre via notre site Internet: www.microlife.com/support

L'indemnisation est limitée à la valeur du produit. La garantie peut être accordée si le produit est retourné complet avec la facture d'origine.

La réparation ou le remplacement sous garantie ne prolonge ni ne renouvelle la période de garantie. Les prétentions légales et droits des consommateurs ne sont pas limités par cette garantie.

• Ne faites pas de prise par prise par voie rectale sur des personnes souffrant de troubles rectaux. Cela pourrait aggraver les problèmes.

• Ne laissez jamais les enfants utiliser l'appareil sans surveillance; certaines de ses parties sont si petites qu'elles peuvent être avalées.

• Ne mettez pas l'appareil en service dans un champ électromagnétique de grande intensité, par exemple à proximité de téléphones portables ou d'installations radio. Garder une distance minimale de 3,3 mètres de ces appareils lors de toute utilisation.

• Veillez à ne pas laisser tomber l'instrument et à ne pas lui faire subir de chocs!

• Évitez de plier l'embout flexible du thermomètre à plus de 45 °!

• Ne pas exposer l'instrument à des températures ambiantes supérieures à 60 °C. Ne JAMAIS faire bouillir l'instrument!

• Utilisez uniquement les désinfectants commerciaux répertoriés dans la section «Nettoyage et désinfection» pour nettoyer l'appareil afin d'éviter tout dommage à l'appareil.

• Nous recommandons de faire tester cet appareil pour vérifier sa précision tous les deux ans ou après un choc (par exemple en cas de chute). Veuillez contacter votre service local MicroLife pour le test.

**ATTENTION:** La mesure délivrée par ce thermomètre ne constitue pas un diagnostic! Ne pas se fier uniquement au résultat de la mesure.

Les piles et appareils électroniques doivent être éliminés en conformité avec les prescriptions locales, séparément des ordures ménagères.

Veillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit.



Partie appliquée du type BF

#### Mise en marche du thermomètre

Pour activer le thermomètre, appuyer sur le bouton ON/OFF ❶. Un bref bip indique que le «thermomètre est en marche». Un test d'affichage est alors réalisé. Tous les symboles apparaissent à l'écran.

La dernière mesure s'affiche à l'écran ❷ pendant 2 secondes avec le symbole «M».

Pour une température ambiante inférieure à 32 °C, un «L» s'affiche et le «°C» se met à clignoter sur l'écran ❷. Le thermomètre est alors prêt à l'emploi.

#### Test de fonctionnement

Le fonctionnement du thermomètre est testé automatiquement à chaque mise en marche. En cas d'anomalie de fonctionnement (imprécision de mesure), le message «ERR» s'affiche et la prise de mesure devient impossible. Dans ce cas, il convient de remplacer le thermomètre.

#### Utilisation du thermomètre

Choisir la méthode de mesure. Pendant une mesure, la température en cours est affichée en permanence et le symbole «°C» clignote. Si le bip retentit 10 fois et si le «°C» ne clignote plus, la température prédictive finale a été déterminée et le thermomètre peut être lu.


35 bips brefs retentissent quand la température est supérieure à 37.5 °C pour signaler un risque de fièvre. Référence: température orale.

Afin d'obtenir des résultats comparables, veuillez respecter 1 minute d'intervalle entre chaque mesure.

Pour prolonger la durée de vie de la pile, arrêter le thermomètre en appuyant brièvement sur le bouton ON/OFF ❶. Cependant le

## MT 800

IB MT 800 S-V10 2620 - Revision Date: 2020-06-18



<b>Descrição do termómetro</b>	<b>PT</b>
<div> <div><span>1</span></div> <div>Botão ON/OFF</div> </div> <div> <div><span>2</span></div> <div>Visor</div> </div> <div> <div><span>3</span></div> <div>Tampa do compartimento da pilha</div> </div> <div> <div><span>4</span></div> <div>Sensor de Medição / Ponta de medição</div> </div> <div> <div><span>5</span></div> <div>Zona de Limpeza e desinfecção (Toda a superfície do termómetro)</div> </div>	

##### Instruções de segurança importantes

- Signa as instruções de uso. Este documento fornece informações importantes de manuseamento e segurança do produto em relação a este dispositivo. Leia atentamente este documento antes de usar o dispositivo e guarde-o para referência futura.
- Este dispositivo deve ser apenas usado apenas no corpo humano: via oral, retal ou axilar. Não tente fazer a medição da temperatura em qualquer outra zona, como as orelhas, pois pode resultar em leituras falsas e algum dano.
- Não utilize este dispositivo se achar que está danificado ou se observar algo anormal no dispositivo.
- Recomendamos limpar este dispositivo de acordo com as instruções de limpeza, antes da primeira utilização, para higiene pessoal.
- É necessário respeitar sempre o tempo de medição mínimo até o sinal sonoro ser emitido!
- Considere que diferentes zonas de mediação de temperatura requerem a contínua utilização mesmo após o som, «Métodos de medição / Temperatura corporal normal».
- Não procure medir a temperatura do reto de uma pessoa com problemas reiais. Põe pode levar a um agravamento da situação.
- Certifique-se de que não deixa o dispositivo em áreas das crianças; algumas peças são muito pequenas e podem ser engolidas.
- Não coloque o dispositivo na proximidade de campos eletromagnéticos fortes, tais como, telemóveis ou instalações radiofónicas. Manter uma distância mínima de 3,3 m a partir dos dispositivos mencionados quando se utiliza este dispositivo.
- Não utilize este dispositivo se achar que está danificado ou se observar algo anormal no dispositivo.
- Recomendamos limpar este dispositivo de acordo com as instruções de limpeza, antes da primeira utilização, para higiene pessoal.
- É necessário respeitar sempre o tempo de medição mínimo até o sinal sonoro ser emitido!
- Considere que diferentes zonas de mediação de temperatura requerem a contínua utilização mesmo após o som, «Métodos de medição / Temperatura corporal normal».
- Não procure medir a temperatura do reto de uma pessoa com problemas reiais. Põe pode levar a um agravamento da situação.
- Certifique-se de que não deixa o dispositivo em áreas das crianças; algumas peças são muito pequenas e podem ser engolidas.

- Não utilize o dispositivo na proximidade de campos eletromagnéticos fortes, tais como, telemóveis ou instalações radiofónicas. Manter uma distância mínima de 3,3 m a partir dos dispositivos mencionados quando se utiliza este dispositivo.
- Proteja o instrumento contra impactos e quedas!
- Evitar dobrar a sonda do termómetro mais de 45°!
- Evite temperaturas ambientes superiores a 60 °C. NUNCA ferva o instrumento!
- Utilize apenas desinfetantes comerciais listados na secção «Limpeza e desinfecção» para limpeza do dispositivo e de forma a evitar danos no mesmo.
- Recomendamos a que este dispositivo seja testado após 2 anos ou impacto mecânico (ex.: Cair no Chão). Por favor, contate o representante da Marca Microlife para resolver a situação.

**AVISO:** O resultado da medição fornecido por este dispositivo não é um diagnóstico! Não confie apenas no resultado da medição.

As pilhas e dispositivos eletrónicos têm de ser eliminados em conformidade com os regulamentos locais aplicáveis, uma vez que não são considerados resíduos domésticos.

Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o dispositivo.

- Peça aplicada tipo BF

##### Ligar o termómetro

Para ligar o termómetro, pressione o botão ON/OFF 1; um breve sinal sonoro indica que «o termómetro está ligado (ON)». É efetuado um teste ao visor. Deverão visualizar-se todos os ícones. A última medição efetuada será indicada no visor 2 automaticamente durante 2 segundos com o ícone «M». Em seguida, a temperatura ambiente inferior a 32 °C, são apresentados os símbolos «L» e «C» a piscar no mostrador 2. O termómetro pode agora ser utilizado.

##### Teste de funcionamento

O funcionamento correto do termómetro é testado automaticamente sempre que o instrumento é ligado. Se for detetada qualquer anomalia (medição incorreta), o visor indicará a informação «ERR», ficando impossibilitada a medição. Caso esta situação se verifique, é necessário substituir o termómetro.

##### Utilização do termómetro

Escolha o modo de medição pretendido. O ecrã mostra uma medição, a temperatura actual é exibida continuamente e o símbolo «C» é apresentado a piscar. Se ouvir o sinal sonoro 10 vezes e o símbolo «C» deixar de piscar, o valor final da temperatura foi determinado e é possível ler-se agora o resultado final. São emitidos 35 breves sinais sonoros quando a temperatura for superior a 37,5 °C para avisar o paciente de que poderá ter febre. Referência: temperatura oral.

Para alcançar resultados comparáveis 1 minuto de intervalo entre as medições.

Para prolongar a duração da pilha, desligue o termómetro pressionando por breves instantes o botão ON/OFF 1. Caso contrário, o termómetro será automaticamente desligado após 10 minutos.

##### Revendo a última medição

Pressione o botão ON/OFF 1 por 2 segundos, ao ligar o termómetro. A última medição será exibida junto com um «M» para a memória. Pressione o botão ON/OFF novamente para desligar o dispositivo.

##### Métodos de medição / Temperatura corporal normal

**Debaixo do braço (axilar) / 34,7 - 37,3 °C**
Higienize a axila com uma toalha seca. Coloque o sensor de medição (4) sob o braço no centro da axila. de modo a que a ponta do dispositivo toque na pele, e posicione o braço próximo ao corpo. Isso garante que o ar do ambiente não afete a leitura. Porque a temperatura na axila, leva mais tempo para atingir uma temperatura estável, deste modo deve aguardar pelo **menos 5 minutos**, independentemente do sinal sonoro.

**Na boca (oral) / 35,5 - 37,5 °C**
Não ingira ou beba algo quente ou frio 10 minutos antes da medição. A boca deve manter-se fechada 2 minutos depois do começo da leitura.

Coloque o termómetro num dos lados sob a língua, à esquerda ou à direita do freio da língua. O sensor de medição (4) tem de estar em contacto com a mucosa. Feche a boca e respire normalmente pelo nariz para evitar que a medição seja influenciada pela inspiração/expiração.

Se isso não for possível devido a vias aéreas bloqueadas, outro método de medição deve ser utilizado.

##### Tempo de medição aproximado: 10 segundos!

**Início (rectal) / 36,6 - 38,0 °C**
Introduza cuidadosamente o sensor de medição (4) do termómetro 2 a 3 cm dentro do ânus.

Recomenda-se a utilização de uma tampa de sonda (descartável) e a utilização de um lubrificante.

Caso não tenha certeza de como realizar este método de medição, consulte um profissional de saúde para obter ajuda.

##### Tempo de medição aproximado: 10 segundos!

##### Limpeza e desinfecção

Para desinfecção do dispositivo em casa, utilize um colónete com álcool isopropílico 70% ou com um algodão húmido com 70% álcool isopropílico para limpar suavidade da sonda e da superfície do termómetro ao longo do seu comprimento. De seguida, o termómetro (ver imagem 5) deve ser imerso em álcool isopropílico 70%, pelo menos 5 minutos (max. 24 horas). Após imersão, deixe o desinfetante secar 1 minuto antes do próximo uso.

**Para utilização profissional:** Pode aplicar tampa de sonda (disponível como acessório). Contatar Microlife para outros detalhes sobre desinfetantes adequados para o modelo do seu termómetro.

##### Substituição da pilha

Quando o símbolo «V» (triângulo invertido) for apresentado no mostrador a pilha está descarregada e necessita de ser substituída. Para substituir a pilha, retire a tampa do compartimento da pilha (3) do termómetro. Introduza a nova pilha colocando o sinal + virado para cima. Certifique-se de que se trata de uma pilha do mesmo tipo. As pilhas podem ser adquiridas em qualquer loja de material elétrico.

##### Especificações técnicas

Tipo: Termómetro de máxima
Temperatura de máxima
32,0 °C a 43,9 °C
Temp. < 32,0 °C: é visualizado o símbolo «L» correspondente a temperatura baixa (demasia baixa)
Temp. > 43,9 °C: é apresentado o símbolo «H» correspondente a temperatura elevada (demasiado elevada)
Precisão da medição: ± 0,1 °C; 34 °C - 42 °C
± 0,2 °C; 32,0 - 33,9 °C e 42,1 - 43,9 °C

Indien dit niet mogelijk is vanwege geblokkeerde luchtwegen, moet een andere meetmethode worden gebruikt.

##### Meettijd ca.: 10 seconden!

##### ► In de anus (rectaal) / 36.6 - 38.0 °C

Breng de meetSENSOR van de thermometer (4) voorzichtig 2 tot 3cm in de anaalopening. Het gebruik van een beschermkapje en het gebruik vaseline wordt aanbevolen.

Als u niet zeker bent van deze meetmethode, dient u een professionaal te raadplegen voor begeleiding / training.

##### Meettijd ca.: 10 seconden!

##### Reinigen en desinfecteren

Gebruik voor desinfectie in een thuisomgeving een wattenstaafje met 70% isopropylalcohol om vuil van de thermometer sensor te verwijderen. Weer altijd vanaf het uiteinde van de sonda van de thermometer (oeverveer in het midden van de thermometer) naar de punt van de thermometer. Daarna moet de hele thermometer (zie nummer 5) in de tekening) gedurende ten minste 5 minuten (max. 24 uur) worden ondergedompeld in 70% isopropylalcohol. Na onderdompeling, laat het desinfectiemiddel 1 minuut drogen voor het volgende gebruik.

**Voor professioneel gebruik:** u mag sondekapjes aanbrengen (verkrijgbaar als accessoires). Neem contact op met Microlife voor meer informatie over geschikte desinfectiemiddelen voor uw thermometer.

**Duurzaam expectatief de utilização:**
5 anos ou 10000 medições
Este dispositivo está em conformidade com as exigências da Norma de Dispositivos Médicos 93/42/EEC. O fabricante reserva-se o direito de proceder a alterações técnicas.

##### Garantia

Este dispositivo tem uma garantia vitalícia desde o momento da compra. Durante este momento de garantia, ao seu critério, o representante da Microlife trocará o seu produto defeituoso, sem qualquer custo. A garantia não é válida se o dispositivo for aberto ou alterado.

Os seguintes itens estão excluídos da garantia:
• Custos de transporte e risco de transporte.
• Danos causados por aplicação incorreta ou o não seguimento das instruções de utilização.
• Danos causados por vazamento das pilhas.

• Danos causados devido a acidente ou má utilização.
• Material / armazenamento de embalagem ou instrução de utilização.
• Verificações regulares e Manutenção (calibração).
• Acessórios e peças: pilha(s).

Se for necessário o uso de garantia, por favor contacte o distribuidor da Marca Microlife. Pode contactar o seu serviço Microlife. Pode contactar o seu serviço Microlife local através do nosso site: www.microlife.com/support

Compensação é limitada ao valor do produto. A garantia será limitada se o produto estiver completo e devolvido com a fatura original de compra. Troca dentro do período de garantia não prolonga ou renova o período de garantia. As reivindicações legais e direitos dos consumidores não são aplicados por esta garantia.

##### Beschrijving van deze thermometer

- AAN/UIT knop
- Display
- Deksel batterijcompartiment
- Meetsensor
- Reinigings- en desinfectiegebied (gehele thermometeropper-vlak)

##### Belangrijke veiligheidsinstructies

- Volg de instructies voor correct gebruik. Deze documentatie voorziet u in belangrijke bedienings- en veiligheidsvoorschriften betreffende dit apparaat. Lees de documentatie zorgvuldig door vóór ingebruikname van het apparaat en bewaar het voor latere raadpleging.
- Dit apparaat mag alleen worden gebruikt voor het meten van de lichaamstemperatuur van de mens via orale, rectale of axillair. Probeer geen temperaturen op te nemen op andere plaatsen, zoals in het oor, omdat dit kan leiden tot onjuiste metingen en tot letsel.
- Gebruik dit apparaat niet als u vermoedt dat het beschadigd is of als u iets ongebruikelijks heeft opgemerkt.
- Wij raden aan dit apparaat te reinigen volgens de reiniging instructies voor het eerste gebruik voor persoonlijke hygiëne.
- De meettijd tot het geluidssignaal, moet zonder uitzondering minimaal worden aangehouden.
- Houd er rekening mee dat voor verschillende meetlocaties zelfs na de piep meerdere metingen nodig kunnen zijn, zie paragraaf «Meetmethoden / Normale lichaamstemperatuur».
- Probeer geen rectale metingen bij personen met rectale aandoeningen. Hierdoor kan de aandoening verergeren.
- Laat kinderen het apparaat alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken; kleine onderdelen kunnen worden ingeslikt.
- Gebruik het apparaat niet dicht in de buurt van sterke elektromagnetische velden zoals mobiele telefoons of radioinstallaties. Zorg voor een afstand van minimaal 3,3 meter van dit soort apparaten, wanneer u dit apparaat in gebruik neemt.
- Bescherm het instrument tegen schokken en vallen!
- Buig de thermometerende niet meer dan 45 °!
- Vermijd omgevingstemperaturen van meer dan 60 °C. Kook het instrument NOOIT!
- Gebruik alleen de in de sectie «Reinigen en desinfecteren» vermelde desinfectiemiddelen om het apparaat te reinigen om schade aan het apparaat te voorkomen.
- We raden aan dit apparaat elke twee jaar of na een mechanische impact (bijv. vallen) op nauwkeurigheids te laten testen. Neem hiervoor contact op met uw lokale Microlife-dealer.

**WAARSCHUWING:** De gemeten temperatuur met dit apparaat is geen diagnose! Vertrouw dus niet enkel op het getoonde resultaat.

Batterijen en elektrische instrumenten moeten volgens de plaatselijke regelgeving worden verwijderd, niet bij het huis-houdelijke afval.

##### Lees alvorens dit apparaat te gebruiken de instructies aandachtig door.

##### Geleverd onderdeel type BF

##### De thermometer aanzetten

Om de thermometer aan te zetten drukt u de ON/OFF knop 1 in; een kort piep geeft aan dat de thermometer ingeschakeld is. Een weergave-tempe wordt uitgevoerd. Alle functionaliteiten worden weergegeven. De laatste meting zal automatisch worden getoond op het display 2 gedurende 2 seconden met het «M» symbool.

Bij een kamertemperatuur van minder dan 32 °C, verschijnt eerst het symbool «L» in het display, vervolgens knippert het symbool «C» in het display 2. De thermometer is nu gereed voor gebruik.

##### Funcntiest

De werking van de thermometer wordt elke keer automatisch getest wanneer hij wordt aangezet. Als er een defect wordt geconstateerd (meting onnauwkeurig), wordt dit aangegevoerd door «ERR» in het display, en meten is dan niet meer mogelijk. In dit geval moet de thermometer worden vervangen.

##### Gebruik van de thermometer

Kies de gewenste meetmethode. Tijdens het meten wordt de huidige temperatuur continue weergegeven en het «C» symbool knippert. Kliknt er 10 keer een piepje en het «C» knippert niet meer, dan is de temperatuur gemeten en en worden afgelezen. De laatste meting zal automatisch worden getoond op het display 2 gedurende 2 seconden met het «M» symbool.
Bij een kamertemperatuur van minder dan 32 °C, verschijnt eerst het symbool «L» in het display, vervolgens knippert het symbool «C» in het display 2. De thermometer is nu gereed voor gebruik.

##### Funcntiest

De werking van de thermometer wordt elke keer automatisch getest wanneer hij wordt aangezet. Als er een defect wordt geconstateerd (meting onnauwkeurig), wordt dit aangegevoerd door «ERR» in het display, en meten is dan niet meer mogelijk. In dit geval moet de thermometer worden vervangen.

##### Gebruik van de thermometer

Kies de gewenste meetmethode. Tijdens het meten wordt de huidige temperatuur continue weergegeven en het «C» symbool knippert. Kliknt er 10 keer een piepje en het «C» knippert niet meer, dan is de temperatuur gemeten en en worden afgelezen. De laatste meting zal automatisch worden getoond op het display 2 gedurende 2 seconden met het «M» symbool.
Bij een kamertemperatuur van minder dan 32 °C, verschijnt eerst het symbool «L» in het display, vervolgens knippert het symbool «C» in het display 2. De thermometer is nu gereed voor gebruik.

##### Funcntiest

De werking van de thermometer wordt elke keer automatisch getest wanneer hij wordt aangezet. Als er een defect wordt geconstateerd (meting onnauwkeurig), wordt dit aangegevoerd door «ERR» in het display, en meten is dan niet meer mogelijk. In dit geval moet de thermometer worden vervangen.

##### Gebruik van de thermometer

Kies de gewenste meetmethode. Tijdens het meten wordt de huidige temperatuur continue weergegeven en het «C» symbool knippert. Kliknt er 10 keer een piepje en het «C» knippert niet meer, dan is de temperatuur gemeten en en worden afgelezen. De laatste meting zal automatisch worden getoond op het display 2 gedurende 2 seconden met het «M» symbool.
Bij een kamertemperatuur van minder dan 32 °C, verschijnt eerst het symbool «L» in het display, vervolgens knippert het symbool «C» in het display 2. De thermometer is nu gereed voor gebruik.

##### Meetmethoden / Normale lichaamstemperatuur

##### ► Onder de oksel (axillair) / 34.7 - 37.3 °C

Dep de oksels af met een droge handdoek. Plaats de meetSENSOR (4) onder de arm in het midden van de oksel, zodat de punt de huid raakt en plaats de arm naast het lichaam. Dit zorgt ervoor dat de kamertemperatuur de meting niet beïnvloedt, omdat de oksel meer tijd nodig heeft om een temperatuur te bereiken. Wacht 5 minuten, ongeacht het piepgeluid.

##### ► In de mond (oraal) / 35.5 - 37.5 °C

Een of drie knits warm of koud 10 minuten voor de meting. De mond moet gesloten blijven tot 2 minuten voordat u begint met de meting. Plaats de thermometer onder de tong, links of rechts naast het tongmeerje. De tip van de thermometer moet goed contact hebben met het weefsel (4). Sluit de mond en adem gelijkmatig door de neus om te voorkomen dat de meting wordt beïnvloed door de ademhaling via de mond.

Όταν η θερμοκρασία είναι υψηλότερη από 37,5 °C, θα ακουστούν 35 σηηματα μπιπ ως ένδειξη ότι ο ασθενής ενδέχεται να έχει πυρετό. Αναφορά: θερμοκρασία από το στόματός.

Για την επίτευξη συγκρίσιμων αποτελεσμάτων επιτρέπεται μεσοδιάστημα 1 λεπτού μεταξύ των μετρήσεων.

Για να παρατηρήσει η διάρκεια (ζώνης) της μετρήσεως, απενεργοποιείτε το θερμόμετρο πατώντας σηηματα το πλήκτρο ON/OFF 1. Διφορηκτικά, το θερμόμετρο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 10 λεπτά περίπου.

##### Ανασκόπηση της τελευταίας μέτρησης

Μόλις ενεργοποιήσειτε το θερμόμερο πιέστε το πλήκτρο ON/OFF 1 για 2 δευτερόλεπτα Η τελευταία μέτρηση θα εμφανιστεί μαζί με το σύμβολο «M» για την ένωση. Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

##### Μέθοδοι μέτρησης / Κανονική θερμοκρασία σώματος

##### ► Στη μασχάλη (μασχαλαία) / 34.7 - 37.3 °C

Σκουπίστε την μασχάλη με στεγνή πετσέτα. Τοποθετήστε τον αισθητήρα μέτρησης (4) κάτω από το βραχίονα στο κέντρο της μασχάλης έτσι ώστε η δερμα να αγγιχτεί το δέρμα και ακουμπήσει το χέρι του ασθενούς δίπλα στο σώμα του. Έτσι διασφαλίζεται ότι ο αέρας του δωματίου δεν επηρεάζει την ένδειξη. Γιατί η μασχαλαία μέτρησην χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να επιτύχει στη σταθερή τη θερμοκρασία, περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά ανεδιάρπη από την ηχητική ειδοποίηση μπιπ.

**► Στο στόμα (στοματική) / 35.5 - 37.5 °C**
Μην τρώτε ή πιείτε τίποτα ζεστό ή κρύο 10 λεπτά πριν από τη μέτρηση. Το στόμα πρέπει να παραμένει κλειστό έως και 2 λεπτά πριν ξεκινήσετε την ανάπνοήν.

Τοποθετήστε το θερμόμερο κάτω από τη γλώσσα, στο αριστερό ή το δεξι κόιλωμα της βάρης της γλώσσας. Ο αισθητήρας μέτρησης (4) πρέπει να εφάπτεται καλά με το υπογλώσσον έξοδος. Κλείστε το στόμα και αναπνεύετε ομοιά από τη μύτη για να μην επηρεαστεί η μέτρηση από τον εισπνεόμεν/εκπνεόμεν αέρα.

Εάν αυτό δεν είναι δυνατό λόγω φορηώντων αεραγωγών, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια άλλη μέθοδο μέτρησης.

**Χρόνος μέτρησης: 10 δευτερόλεπτα περίπου!**

**► Στον πρωκτό (πρωκτική) / 36.6 - 38.0 °C**
Εισάγετε προσεκτικά τον αισθητήρα μέτρησης (4) του θερμόμετρού κάτω 2 - 3 cm στον πρωκτό.

Συνιστάται η χρήση καλύμματος ανηχητική η και χρήση λαπινακίου. Εάν δεν είστε βέβαιοι για αυτήν τη μέθοδο μέτρησης, θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία για καθοδήγηση/εκπαίδευση.
**Χρόνος μέτρησης: 10 δευτερόλεπτα περίου!**

##### Καθαρισμός και απολύμανση

Για απολύμανση στο περιβάλλον του σπιτιού, χρησιμοποιήστε ένα επίχρωμα απολυμαντικό εκδόσεως 70% ή βαμβάκερο ύφανση απολυμαντικό με 70% isopropyl alcohol για να καθαρίσετε τους ρύπους επάνω στους του θερμόμετρού. Πάντο ξεκινήστε το καθαρισμό από το τέλος του αισθητήρα (περίπου στο μέσο του θερμόμετρού) προς το όκρο του. Στη συνέχεια αποβλήστε το θερμόμετρο (βλέπε το ορθό) (5) στο σχετικό) πρέπει να βυθίσει σε 70% isopropyl alcohol για τουλάχιστον 5 λεπτά (το πολύ 24 ώρες). Μετά τη βύθση, αφήστε το απολυμαντικό να στεγνώσει για 1 λεπτό πριν να την επόμενη χρήση.

**Για επαγγελματική χρήση:** Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καλύμματα ανηχητική (διατίθενται ως αξεσουάρ). Επικοινωνήστε με την Microlife για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα κατάλληλα απολυμαντικά για το μοντέλο του θερμόμετρού σας.

##### Αντικατάσταση μπαταρίας

Όταν στην οθόνη εμφανιστεί το σύμβολο «V» (αντίποδο τρίγωνο), η μπαταρία έχει αποφορτιστεί και πρέπει να αντικατασταθεί. Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία, αφαιρέστε το καλύμμα της θήκης της μπαταρίας (3) από το θερμόμετρο. Τοποθετήστε την καινούργια μπαταρία με το «+» προς τα πάνω. Βεβαιωθείτε ότι έχει εύκαμνη για μπαταρία (5) του τύπου. Μπορείτε να αγοράσετε τις μπαταρίες από οποιοδήποτε κατάστημα ηλεκτρικών.

##### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Όνομα: Θερμόμετρο Maximum
Τύπος:
Εύρος τριών μέτρησης: 32,0 °C έως 43,9 °C
Θερμ. < 32,0 °C: display «L» για χαμηλή (πολύ χαμηλή) θερμο. > 43,9 °C: display «H» για υψηλή (πολύ υψηλή) θερμο.
± 0,1 °C; 34 °C - 42 °C
± 0,2 °C; 32,0 - 33,9 °C and 42,1 - 43,9 °C

**Ακρίβεια μέτρησης:**
Συνθήκες αναφοράς: 10 - 40 °C; 15-95% μέγιστη σχετική υγρασία
Συνθήκες απολύχησης: 25 - 26 °C; 15-95% μέγιστη σχετική υγρασία
Μπαταρία: LR41 (1.5V) / SR41 (1.55V)

**Αντικατάσταση μπαταρίας**
Όταν στην οθόνη εμφανιστεί το σύμβολο «V» (αντίποδο τρίγωνο), η μπαταρία έχει αποφορτιστεί και πρέπει να αντικατασταθεί. Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία, αφαιρέστε το καλύμμα της θήκης της μπαταρίας (3) από το θερμόμετρο. Τοποθετήστε την καινούργια μπαταρία με το «+» προς τα πάνω. Βεβαιωθείτε ότι έχει εύκαμνη για μπαταρία (5) του τύπου. Μπορείτε να αγοράσετε τις μπαταρίες από οποιοδήποτε κατάστημα ηλεκτρικών.

##### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Όνομα: Θερμόμετρο Maximum
Τύπος:
Εύρος τριών μέτρησης: 32,0 °C έως 43,9 °C
Θερμ. < 32,0 °C: display «L» για χαμηλή (πολύ χαμηλή) θερμο. > 43,9 °C: display «H» για υψηλή (πολύ υψηλή) θερμο.
± 0,1 °C; 34 °C - 42 °C
± 0,2 °C; 32,0 - 33,9 °C and 42,1 - 43,9 °C

**Ακρίβεια μέτρησης:**
Συνθήκες αναφοράς: 10 - 40 °C; 15-95% μέγιστη σχετική υγρασία
Συνθήκες απολύχησης: 25 - 26 °C; 15-95% μέγιστη σχετική υγρασία
Μπαταρία: LR41 (1.5V) / SR41 (1.55V)

**Αναμενόμενη διάρκεια ζωής:**
x χρόνος ή 10000 μετρήσεις

Η ανσκευή συμμορφώνεται με τους κανονισμούς Ισπρικών Συστημών, σύμφωνα με την οδηγία 93/42/EEC.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για αλλαγή των τεχνικών χαρακτηριστικών.

**Εγγύηση**
Αυτή η συσκευή καλύπτεται από εγγύηση εφόρου (ζώνης) από την ημερομηνία αγοράς. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου εγγύησης, κατά την κρίση της, η Microlife ή τα επισκευαστή ή θα αντικαταστήσει το ελαττωματικό προϊόν δωρεάν.

Σε περίπτωση ανισοτήτων ή προπονήσεων της συσκευής, η εγγύηση ακυρώνεται.

Τα ακόλουθα εξαιρούνται από την εγγύηση:

• Κάσος και κίνδυνοι μεταφορών.

• Ζημία που προκλήθηκε από εσφαλμένη εφαρμογή ή μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης.

• Ζημία που προκλήθηκε από διαρροή μπαταριών.

• Ζημία που προκλήθηκε από σχημαίση ή κακή χρήση.

• Συναρκεσια/λόγω απάθευσης και οδηγίες χρήσης.

• Τακτική έλεγχοι και συντήρηση (βαθμονόμηση).

• Αξεσουάρ και ανταλλακτικά: Μπαταρία.

Εάν απαιτείται σεβείο εγγύησης, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον έμπορο από τον οποίο αγοράστηκε το προϊόν ή με το τοπικό σας service Microlife. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τοπικό σας service Microlife μέσω της ιστοσελίδας μας: www.microlife.com/support

Η απομνήμηση περιορίζεται στην αξία του προϊόντος. Η εγγύηση θα χορηγηθεί εάν το πλήρες προϊόν επιστραφεί συνδεδεμένο με το αρχικό τηλομόνιο. Η επισκευή ή η αντικατάσταση εντός εγγύησης δεν παρατείνει ή ανανεώνει την περίοδο εγγύησης. Οι νομικές αξιώσεις και τα δικαιώματα των καταναλωτών δεν θίνονται από αυτήν την εγγύηση.

##### وصف ميزان الحرارة